

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrps25 Per Wb, Elisa - P82663

Numero articolo: CM0027015



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio Anti-MRPS25 per WB e ELISA su campioni umani. Bersaglia la proteina ribosomiale mitocondriale S25 da 20kDa, rilevante per la ricerca sulle malattie mitocondriali e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS25 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64432
GeneID	64432
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 104-173 della MRPS25 umana (NP_071942.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P82663
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio