


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps26 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

Numero articolo: CM0030745



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MRPS26 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul ribosoma mitocondriale e studi di espressione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS26 pAb di Coniglio
Note/Alias	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64949
GeneID	64949
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di MRPS26 umano (NP_110438.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYN8
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio