


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps28 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Numero articolo: CM0028363



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPS28 umano (bS1m), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS28 Rabbit pAb
Note/Alias	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	28957
ID Gene	28957
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-187 di MRPS28 umano (NP_054737.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9Y2Q9
Peso Molecolare Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio