

Anticorpo Policlonale Anti-Mrps30 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Numero articolo: CM0024892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per MRPS30 umano (conosciuto anche come PAP, PDCD9, S30mt). Validato per applicazioni WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con la proteina ribosomiale mitocondriale mL65 di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS30 Rabbit pAb
Note/Alias	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10884
GeneID	10884
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-439 di MRPS30 umano (NP_057724.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NP92
Peso molecolare	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio