

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps31 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

Numero articolo: CM0016539



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio direzionato contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPS31 (S31mt, MRP-S31). Validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA su campioni di uomo e ratto. Rileva una banda a ~45 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS31 Rabbit pAb
Annotazioni/Alternative name	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10240
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-395 di MRPS31 umano (NP_005821.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q92665
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio