


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps35 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82673

Numero articolo: CM0017624



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per MRPS35 umano, una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Supporta la ricerca sul ribosoma mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS35 pAb di coniglio
Note/alias	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Specie	Uomo
GeneID (umano)	60488
GeneID	60488
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di MRPS35 umano (NP_068593.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P82673
Peso molecolare	37 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante