

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrps6 Per Wb E Elisa - P82932

Numero articolo: CM0028953



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia MRPS6 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della proteina S6 ribosomiale mitocondriale nella traduzione e nella biologia dei ribosomi. Proteina da 14 kDa, P82932.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MRPS6 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6                                                                                       |
| Specie              | Uomo                                                                                                                        |
| GeneID (Uomo)       | 64968                                                                                                                       |
| GeneID              | 64968                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di MRPS6 umano (NP_115865.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | P82932                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 14kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                           |