


Anticorpo Policlonale Anti-Mrps7 Per Wb, Elisa - Q9Y2R9

Numero articolo: CM0018916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato tramite KD contro la proteina ribosomiale mitocondriale S7 (MRPS7), adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Target: MRPS7 umana, peso proteico ~28 kDa. Ideale per la ricerca mitocondriale e lo studio delle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	[Validato KD] MRPS7 Rabbit pAb
Note/Alias	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; proteina ribosomiale mitocondriale S7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	51081
GeneID	51081
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-140 della MRPS7 umana (NP_057055.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y2R9
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio