

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

Numero articolo: CM0023361



introduzione

Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con MRPS7 umano, murino, di ratto (28kDa, Q9Y2R9). Adatto per studi sul ribosoma mitocondriale e ricerca sulle malattie mitocondriali primarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS7 Rabbit pAb
Note/Alias	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPMS7; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
Specie	Umano
GeneID (umano)	51081
GeneID	51081
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-190 di MRPS7 umano (NP_057055.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2R9
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio