


Anticorpo Policlonale Anti-Mrps9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P82933

Numero articolo: CM0017367



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPS9 umano (proteina ribosomiale mitocondriale S9) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS9 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64965
GeneID	64965
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 237-396 della MRPS9 umana (NP_872578.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P82933
Peso proteico	46 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio