


Anticorpo Monoclonale Anti-Mrrf Per Wb, Elisa - Q96E11

Numero articolo: CM0007551



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MRRF validato per Western blot ed ELISA. Rileva il fattore di riciclo del ribosoma mitocondriale in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-MRRF
Note/Alias	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	92399
GeneID	92399
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96E11
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio