

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ms4A4A - Ms4A4A

Numero articolo: CM0022257

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ms4a4a di topo, validato per Western blot ed ELISA. Alta specificità per la ricerca su Ms4a4a in campioni murini. Ideale per studi di immunorilevamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del Prodotto	Ms4a4a Rabbit pAb
Note/Alias	EG666907; Ms4a4a
Specie Ospite	Coniglio
ID Gene (Topo)	666907
ID Gene Ortologo Umano	51338
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-236 di Ms4a4a di topo (NP_001297260.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Borsa del ghiaccio