

Anticorpo Policlonale Anti-Ms4A7 Per Wb, Elisa - Q9Gzw8

Numero articolo: CM0015520

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'MS4A7 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla trasduzione del segnale, differenziazione dei monociti e profilazione dell'espressione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MS4A7 Rabbit pAb
Note/Alias	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	58475
GeneID	58475
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 dell'MS4A7 umano (NP_067024.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9GZW8
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio