

Anticorpo Policlonale Anti-Ms4A8B Per Wb, Elisa - Q9By19

Numero articolo: CM0017753

introduzione

CamelBio offre questo anticorpo policlonale anti-MS4A8B, validato per WB/ELISA. Mira a MS4A8B umano, una proteina transmembrana a quattro domini espressa nei tessuti ematopoietici, che supporta gli studi di trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MS4A8B pAb di coniglio
Note/Alias	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	83661
ID Gene	83661
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di MS4A8B umano (NP_113645.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9BY19
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio