


Anticorpo Monoclonale Anti-Msh2 Per Wb, Elisa - P43246

Numero articolo: CM0008440



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'MSH2 umano (proteina di riparazione del mismatch del DNA Msh2) per applicazioni western blot (WB) e ELISA. Rileva la proteina MSH2 di uomo, topo e ratto a 105 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSH2 Rabbit mAb
Note/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4436
GeneID	4436
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'MSH2 umano (P43246).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43246
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio