


Anticorpo Policlonale Anti-Msh2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Numero articolo: CM0012954



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSH2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla riparazione dei mismatch del DNA, ricerca sul cancro e studi sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSH2 Rabbit pAb
Note/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4436
ID Gene	4436
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di MSH2 umano (NP_000242.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P43246
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio