

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Msh4 Per Wb E Elisa - O15457

Numero articolo: CM0025133

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MSH4 per WB e ELISA, reattivo con uomo, topo e ratto. MSH4 è essenziale per la ricombinazione meiotica e la segregazione cromosomica, rappresentando uno strumento di ricerca chiave per studi sulla meiosi e la fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSH4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Specie	Uomo
Gene ID	4438
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 697-936 della MSH4 umana (NP_002431.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15457
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio