

Anticorpo Monoclonale Anti-Msh6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Numero articolo: CM0011429



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Anti-MSH6, validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto; mirato alla proteina di riparazione del mismatch del DNA Msh6 (P52701), ideale per la ricerca sul cancro e la diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSH6 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Specie	Umano
GeneID	2956
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'MSH6 umano (NP_000170.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio