

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Msh6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numero articolo: CM0006364



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio MSH6 Validato KO per la ricerca sulla riparazione del mismatch del DNA. Applicazioni: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. ~153kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] MSH6 Coniglio mAb
Note/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2956
GeneID	2956
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della MSH6 umana (NP_000170.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio