

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Msh6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numero articolo: CM0020670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MSH6 per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva MSH6 in campioni di uomo, topo, ratto e scimmia. Uno strumento affidabile per la ricerca sulla riparazione dei mismatch del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] MSH6 Rabbit pAb
Note/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2956
GeneID	2956
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MSH6 umano (NP_000170.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, MK
SWISS	P52701
Peso proteico	153 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio