

Anticorpo Monoclonale Anti-Msin3A Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Numero articolo: CM0007315

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro mSin3A umano (SWISS Q96ST3). Adatto per IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ha reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla repressione trascrizionale e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mSin3A Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	25942
ID gene	25942
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1174-1273 di mSin3A umano (Q96ST3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96ST3
Peso proteico	145kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio