

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Msl1 Per Wb, Elisa - Q68Dk7

Numero articolo: CM0020973



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MSL1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione degli istoni, della stabilità della cromatina e dei percorsi di compensazione del dosaggio genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MSL1 Rabbit pAb
Note/alias	MSL-1; MSL1
Specie	Umano
ID genico (umano)	339287
ID genico	339287
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-300 di MSL1 umano (NP_001012241)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q68DK7
Peso della proteina	67 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante