


Anticorpo Policlonale Anti-Msmb Per Wb, Elisa - P08118

Numero articolo: CM0017569



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-MSMB validato per Western blot ed ELISA. Riconosce la Beta-microseminoproteina umana, una proteina secreta dalla prostata con potenziale come biomarcatore tumorale. Adatto per studi di espressione tissutale e sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSMB Rabbit pAb
Note/Alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4477
GeneID	4477
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-114 di MSMB umano (NP_002434.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P08118
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio