


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Msmb Per Wb, If/Icc, Elisa - P08118

Numero articolo: CM0008600



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la beta-microseminoproteina umana (MSMB), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con MSMB murina. Ideale per la ricerca sulla prostata e sul plasma seminale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MSMB Rabbit mAb
Note/alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Specie	Umana
ID del gene	4477
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MSMB umana (P08118).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P08118
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante