


Anticorpo Policlonale Anti-Msp/Mst1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Numero articolo: CM0016863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSP/MST1 umano (proteina simile al fattore di crescita degli epatociti), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la stimolazione dei macrofagi e la rigenerazione epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MSP/MST1 Rabbit pAb
Note/Alias	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4485
GeneID	4485
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 200-500 di MSP/MST1 umano (NP_066278.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P26927
Peso Molecolare Proteico	80kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio