


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Msr1 Per Wb E Elisa - P21757

Numero articolo: CM0017796



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSR1 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva una proteina di 50 kDa. Utile per studiare la funzione del recettore scavenger dei macrofagi nell'aterosclerosi e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MSR1 Rabbit pAb
Note/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Specie	Umano
GeneID	4481
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 192-451 di MSR1 umano (NP_619729.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21757
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio