

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Msra (Pmsr) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Numero articolo: CM0014420

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSRA (metionina solfossido reduttasi A). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Mira a un enzima di riparazione mitocondriale e citosolico cruciale per la protezione dallo stress ossidativo. 26 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSRA Rabbit pAb
Note/Alias	PMSR; MSRA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4482
GeneID	4482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-235 di MSRA umana (NP_036463.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJ68
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio