

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Msra Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Numero articolo: CM0025386

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a MSRA umana (PMSR), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sulla riparazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSRA Rabbit pAb
Note/Alias	PMSR; MSRA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4482
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-235 della MSRA umana (NP_036463.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UJ68
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio