

Anticorpo Policlonale Anti-Msrb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Numero articolo: CM0027858



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSRB1 umano (Selenoproteina X). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con MSRB1 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sullo stress ossidativo, la dinamica dell'actina e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MSRB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51734
GeneID	51734
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-94 di MSRB1 umano (NP_057416.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NZV6
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio