

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Msrb2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3D2

Numero articolo: CM0026426

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MSRB2 umano, una metionina-R-solfossido reduttasi mitocondriale coinvolta nella protezione dallo stress ossidativo. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSRB2 Rabbit pAb
Note/Alias	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22921
ID Gene	22921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-182 di MSRB2 umano (NP_036360.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3D2
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio