


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Msrb3 Per Wb E Elisa - Q8IXL7

Numero articolo: CM0002898



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio MSRB3 per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sullo stress ossidativo, la riduzione della metionina e la perdita dell'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MSRB3 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	DFNB74; MSRB3
Specie	Umano
GeneID	253827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-192 di MSRB3 umano (Q8IXL7)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXL7
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio