


Anticorpo Policlonale Anti-MsrB3 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8IXL7

Numero articolo: CM0026814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a MSRB3 (Metionina-R-solfossido reduttasi B3) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo stress ossidativo e sulla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MSRB3 Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB74; MSRB3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	253827
GeneID	253827
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di MSRB3 umano (NP_001026849.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXL7
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio