


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mst1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13043

Numero articolo: CM0023708



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MST1 (STK4), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Hippo, dell'apoptosi e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MST1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note / Alias        | KRS2; MST1; YSK3; STK4                                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID gene (Umano)     | 6789                                                                                                                            |
| ID gene             | 6789                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-487 della MST1 umana (NP_006273.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q13043                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 56 kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |