


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mst1/Stk4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13043

Numero articolo: CM0029899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MST1/STK4, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi e segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MST1/STK4 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6789
GeneID	6789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-487 di MST1/STK4 umano (NP_006273.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13043
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio