


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Msy2 Per Wb Ed Elisa - Q9Y2T7

Numero articolo: CM0019814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina MSY2 umana (proteina legante Y-box 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Validato per Western blot e ELISA; presenta reattività crociata con l'essere umano e il topo. Rileva la proteina MSY2 endogena a ~39 kDa. Ideale per la biologia delle cellule germinali e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSY2 Rabbit pAb
Note/Alias	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
Specie	Uomo
ID gene	51087
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MSY2 umana (NP_057066.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y2T7
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio