

Anticorpo Policlonale Anti-Mt-Atp6 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Numero articolo: CM0021705



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MT-ATP6 umano (subunità a dell'ATP sintasi F(0)). Applicabile in WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ATP6 Rabbit pAb
Note/Alias	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4508
ID Gene	4508
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1-100 di MT-ATP6 umano (YP_003024031.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00846
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio