

Anticorpo Policlonale Anti-Mt-Atp8 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03928

Numero articolo: CM0019232



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MT-ATP8 (ATPase8) validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA su campioni di origine umana, murina e ratto. Ideale per lo studio della funzione della ATP sintasi mitocondriale e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ATP8 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
Specie	Uomo
ID gene	4509
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-68 della MT-ATP8 umana (YP_003024030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P03928
Peso proteico	8 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio