


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mt-Nd1 (Wb, Elisa) - P03886

Numero articolo: CM0005204



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MT-ND1 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione del complesso I mitocondriale, peso proteico ~36kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MT-ND1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MTND1, ND1, MT-ND1
Specie	Umano
GeneID (umano)	4535
GeneID	4535
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del MT-ND1 umano (P03886)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P03886
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio