


Anticorpo Policlonale Anti-Mt-Nd2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Numero articolo: CM0023453



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta MT-ND2 umano (subunità 2 della NADH deidrogenasi), una subunità centrale del Complesso I. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ND2 Rabbit pAb
Note/Alias	MTND2; ND2; MT-ND2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4536
ID gene	4536
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P03891
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio