


Anticorpo Policlonale Anti-Mt-Nd3 Di Coniglio Per Wb - P03897

Numero articolo: CM0023992



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MT-ND3 umano, una subunità centrale del Complesso I mitocondriale. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione mitocondriale e dei disturbi della catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MT-ND3 Rabbit pAb
Note/Alias	MTND3; ND3; MT-ND3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4537
GeneID	4537
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-70 di MT-ND3 umano (YP_003024033.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03897
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio