


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mt-Nd4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03905

Numero articolo: CM0024506



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MT-ND4 (subunità 4 NADH deidrogenasi) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ND4 Rabbit pAb
Note/Alias	MTND4; ND4; MT-ND4
Specie	Umano
GeneID	4538
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 401-459 di MT-ND4 umano (YP_002124311.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03905
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio