


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mt-Nd4L Per Wb, If/Icc, Elisa - P03901

Numero articolo: CM0020069



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro MT-ND4L umano (subunità 4L della NADH deidrogenasi mitocondriale). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio del Complesso I e delle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	MT-ND4L Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4539
ID gene	4539
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 40 e la C-terminale di MT-ND4L umano (AXQ02532.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P03901
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio