


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mt-Nd5 Per Wb E Elisa - P03915

Numero articolo: CM0014111



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla subunità 5 NADH deidrogenasi (MT-ND5) validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Immunogeno derivato dal peptide MT-ND5 di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ND5 Rabbit pAb
Note/Alias	ND5; MT-ND5
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4540
GeneID	17721
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del MT-ND5 di topo (NP_904338.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03915
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio