


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mt-Nd5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P03915

Numero articolo: CM0021821



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio reattivo contro MT-ND5 umano, progettato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Supporta la ricerca sulla funzione mitocondriale, sull'assemblaggio del complesso I e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MT-ND5 pAb di coniglio
Note/Alias	MTND5; ND5; MT-ND5
Specie	Umano
GeneID (umano)	4540
GeneID	4540
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500 e 600 di MT-ND5 umano (YP_003024036.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P03915
Peso della proteina	67 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante