


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mt-Nd5 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P03915

Numero articolo: CM0029054



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MT-ND5 (subunità 5 della NADH deidrogenasi) per Western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul Complesso I mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-ND5 Rabbit pAb
Note / Alias	ND5; MT-ND5
Specie	Topo
ID gene (Umano)	4540
ID gene (Topo)	17721
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-607 della MT-ND5 di topo (NP_904338.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P03915
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio