


Anticorpo Monoclonale Anti-Mt-Nd6 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Numero articolo: CM0011829



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per MT-ND6 umano (sottounità 6 della NADH deidrogenasi), adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva una proteina di 19 kDa, essenziale per la ricerca sul Complesso I mitocondriale e gli studi sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-MT-ND6
Note/Alias	MTND6; ND6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4541
GeneID	4541
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 134-150 di MT-ND6 umano (YP_003024037.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P03923
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio