


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mt-Nd6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Numero articolo: CM0018801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'MT-ND6 umano, una subunità del complesso I mitocondriale. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MT-ND6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MTND6; ND6; MT-ND6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4541
GeneID	4541
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 80-174 dell'MT-ND6 umano (YP_003024037.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P03923
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio