

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mt2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02795

Numero articolo: CM0020420



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro MT2A umana (Metallotioneina-2A), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi dei metalli e sulla detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MT2A Rabbit pAb
Note/Alias	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4502
GeneID	4502
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-61 di MT2A umana (NP_005944.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02795
Peso Molecolare Proteico	6kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio