


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mta1 Per Wb Ed Elisa - Q13330

Numero articolo: CM0012986



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTA1 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva MTA1 umano e murino (~81 kDa), un componente del complesso NuRD e coregolatore trascrizionale associato alla metastasi tumorale. Ideale per studi di biologia del cancro e regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTA1 Rabbit pAb
Note/Alias	MTA1
Specie	Umano
GeneID	9112
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 600-700 di MTA1 umano (NP_004680.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q13330
Peso Molecolare Proteina	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio