

Anticorpo Policlonale Anti-Mta3 Per Wb E Elisa - Q9Btc8

Numero articolo: CM0024228

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTA3 umano. Validato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con uomo e topo. Bersaglia una componente chiave del complesso NuRD coinvolto nel rimodellamento della cromatina e nell'architettura epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTA3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MTA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57504
GeneID	57504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-330 di MTA3 umano (NP_065795.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BTC8
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio